

PM-673 ROBOCLEAN TAB

COAGULANTE

PM-673 ROBOCLEAN TAB Tabletas que mejoran la capacidad de limpieza de los robots. Aumentan el tamaño de las partículas más finas permitiendo que el medio filtrante (saco o cartucho) del robot las retenga, minimizando la nube de partículas. Químicamente neutro.



MODO Y DOSIS DE EMPLEO:

- Poner una tableta (sin su película protectora) en el interior del filtro del robot. Si tiene dos compartimentos romperla y colocar una parte en cada uno de ellos.
- Sumergir y poner el robot en marcha dentro del agua.
- Recomendación: usar siempre que haya partículas finas en el fondo.
- Importante: después de cada ciclo de limpieza limpiar muy bien los filtros.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Apariencia: Tabletas naranjas de 16 g
- Olor: Inodoro
- Solubilidad: Completamente soluble en agua

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- Llamar a un centro de toxicología si la persona se encuentra mal.

PRESENTACIÓN:

Cajas de 6 unidades.

Calle Santa Amelia, 18
38180 San Cristóbal de La Laguna
Tel: +34 922 611 500
www.procalorhp.com



C. I. F. B76649805